



neoform MED rapid



Desinfectante de acción rápida para productos sanitarios

Solución lista para usar



Ámbito de aplicación:

- Desinfección rápida y específica de superficies de productos sanitarios, tales como mesas de operaciones, en hospitales y consultorios médicos u odontológicos

Características:

- Eficacia bactericida, levuricida, fungicida, tuberculicida según los métodos EN¹, así como efectividad viricida limitada según los métodos del RKI/DVV² confirmada por expertos
- Asimismo, efectividad viricida PLUS limitada (eficaz contra norovirus y adenovirus) y eficacia contra rotavirus
- Las superficies que van a desinfectarse deben ser resistentes a desinfectantes que contengan alcohol
- No apto para la desinfección de metacrilato
- Registrado en la lista de desinfectantes de la IHO³

Características especiales:

- Plena eficacia incluso con un tiempo de actuación breve
- Secado rápido y sin residuos; sin necesidad de aclarado
- Libre de aldehídos, colorantes y perfume

Uso y dosificación:

Humedecer las superficies limpias y secas con neoform MED rapid sin diluir y frotar las superficies que desean desinfectarse. Las superficies deben cubrirse por completo con neoform MED rapid.

Dependiendo del resultado de desinfección deseado, deben respetarse los tiempos de actuación que figuran a continuación.

	condiciones limpias, 20 °C (superficies limpiadas previamente)
bactericida (EN 13727, EN 16615)	sin diluir, 1 min
levuricida (EN 13624, EN 16615)	sin diluir, 1 min
fungicida (EN 13624)	sin diluir, 20 min
tuberculicida (EN 14348)	sin diluir, 30 s

efectividad viricida limitada (incl. VIH, VHB, VHC) (EN 14476, RKI/DVV ²)	sin diluir, 15 s
efectividad viricida PLUS limitada (adenovirus, norovirus, incluidos todos los virus con envoltura) (EN 14476)	sin diluir, 2 min
eficacia contra norovirus (MNV ⁴) (EN 14476)	sin diluir, 2 min
eficacia contra adenovirus (EN 14476)	sin diluir, 1 min
eficacia contra rotavirus (EN 14476)	sin diluir, 1 min

Debe prestarse atención a no aplicar neoform MED rapid en cantidades excesivas debido a su concentración alcohólica (aplicar como máximo 50 ml por m² sobre la superficie a tratar y 100 ml por m² como máximo sobre el suelo de la sala). Le rogamos que lea atentamente y respete las advertencias de peligro y seguridad.

Instrucciones de uso generales:

- Solo para uso profesional.
- Para ahorrar y controlar la dosificación se recomienda el uso de elementos auxiliares de dosificación manuales. Para ello, póngase en contacto con nosotros.
- En general, se recomienda usar guantes al realizar trabajos manuales con desinfectantes.
- El tratamiento deberá realizarse mediante los procedimientos validados adecuados de acuerdo con la legislación sobre productos sanitarios y las normativas vigentes.
- Tenga en cuenta las recomendaciones de tratamiento del fabricante del producto sanitario y de la superficie.
- No mezclar con otros productos.



neoform MED rapid

Informes de expertos:

La eficacia desinfectante ha sido confirmada por expertos. Con mucho gusto proporcionaremos los informes a quien los solicite.

Datos técnicos:

Viscosidad	< 10 mPa s (sin diluir, 20 °C)
Densidad	aprox. 0,9 g/cm ³ (20 °C)
Punto de inflamación	27 °C según DIN 22719

Componentes:

Sustancias activas en 100 g:
35,0 g propan-1-ol
25,0 g etanol



neoform MED rapid cumple los requisitos de la legislación europea sobre productos sanitarios.

Si se produce un incidente grave con este producto, se deberá notificar al fabricante y a las autoridades competentes.

Instrucciones de almacenamiento:

Durante el almacenamiento deberá mantenerse una temperatura de entre -15 °C y 25 °C. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Si se almacena correctamente, puede utilizarse durante 3 años. Caducidad: véase impresión en la etiqueta detrás del símbolo ☒.

Advertencias de peligro y seguridad:

La información sobre seguridad y medio ambiente se encuentra en las fichas técnicas de seguridad. Podrá encontrarlas en www.drweigert.com/es en el apartado «Servicios/Descargas».

Deseche el recipiente completamente vacío y cerrado. Para la eliminación de los residuos del producto: véase la ficha técnica de seguridad.

MB 4070/3-5 Versión: 01/2024

- 1 Métodos europeos de evaluación
- 2 Según las directrices de evaluación del Instituto Robert Koch (RKI) y de la *Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten* (Asociación alemana para el control de enfermedades víricas, DVV)
- 3 *Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz* (Asociación industrial alemana para la protección e higiene en los tratamientos de superficies)
- 4 Norovirus murino

La información incluida en esta ficha técnica está basada en nuestros conocimientos y experiencia actuales. No exime al usuario de realizar sus propias pruebas y comprobaciones, ni ofrece garantías jurídicamente vinculantes de determinadas características.